



VALTEO
surgical excellence

VALTEO SA

Route de Lausanne 47

CH 1110 Morges

T +41 22 715 05 05

F +41 22 715 05 88

info@valteo.ch

www.valteo.ch



Manufacturé
en France
par ATF

IMPLANTS
POUR PROTHÈSES
DE HANCHE



VALTEO
surgical excellence

IMPLANTS
POUR PROTHÈSES DE HANCHE

SILENE

Tige Droite



Cimentée Sans ciment Latéralisée Cimentée à collerette Sans ciment à collerette

VALMER

Tige Anatomique



Cimentée Sans ciment

RHINO

Tige Anatomique Courte



CBL/PHS

Tige de type Charnley



EXCLUSIF

Cotyle céramique Delta
pré-assemblé stérile



LIBERTY

Cotyle double mobilité



Haute rétentivité
Cimenté
Sans ciment
Avec patte

BIOLOX® DELTA

Tête Alumine Ø 32 et Ø 36




BIOLOX® FORTE

Tête Alumine Ø 28 et Ø 32



M30 Stainless Steel

Tête Inox Ø 22.2 et Ø 28



VALMER

VALMER

Cotyle Modulaire



Avec insert polyéthylène (avec ou sans rebord)

CHARNLEY

Cotyle Polyéthylène



RING

Cupule Mobile



Standard
Haute rétentivité